

## iSeal Klemme (Offene Chirurgie)



**iSeal Klemme**  
Länge: 18 cm  
Artikel Nummer: 730N0360  
Wiederverwendbar

**iSeal Klemme**  
Länge: 22 cm  
Artikel Nummer: 730N0361  
Wiederverwendbar

## iSeal Powergrip (Laparoskopische Chirurgie)



Koagulationszange ist zerlegbar in 3 Teilen:

- Schaft (730N0511)
- Griff (730N0510)
- Elektrode

iSeal große Fasszange  
730N0560



iSeal Dissektor  
Maryland  
730N0562













iSeal Fasszange  
gebogen  
730N0561



iSeal Hackenzange  
730N0563



Artikelnummer		Beschreibung
730N0511		Bipolar - POWERGRIP, Schaft 34cm
730N0510		Bipolar - POWERGRIP, Griff
730N0560		Große Faszange 34cm, iSeal
730N0562		Dissektor Maryland 34cm, iSeal
730N0561		Faszange gebogen 34cm, iSeal

Artikelnummer		Beschreibung
730N0563		Hakenzange 34cm, iSeal
245N0005		Bipolarkabel
730N0360		Klemme 18cm, iSeal
730N0361		Klemme 22cm, iSeal
245N0023		Kabel für Bipolar - Schere 3m
245N0024		Kabel für Bipolar - Schere 5m